

## SMARTcell HF90 – wysoka jakość i atrakcyjna cena

Inkubatory firmy Heal Force to niezwykle proste i bezawaryjne urządzenia w bardzo konkurencyjnej cenie. Ich niezawodność wynika ze stosowania 100% kontroli każdego egzemplarza przed opuszczeniem fabryki.

### Wyposażenie standardowe:

- komora robocza – stal nierdzewna
- zakres regulacji temperatury:  $T_{ot} +5^{\circ}\text{C}$  do  $50^{\circ}\text{C}$
- zakres regulacji  $\text{CO}_2$ : 0 do 20%
- wilgotność względna:  $\geq 95\%$
- funkcja Auto Start
- bardzo skuteczny system dezynfekcji wilgotnym powietrzem w  $90^{\circ}\text{C}$
- wysokostabilny czujnik  $\text{CO}_2$  typu przewodnościowego
- 3 półki perforowane ze stali nierdzewnej
- śluza 3- drzwiczkowa
- możliwość ustawienia jeden na drugim



### Wyposażenie dodatkowe:

- podstawa 200 mm (dla zestawu jeden inkubator na drugim), 400 mm

***Cena promocyjna: 24.390 zł netto + 23% VAT***

*Cena obowiązuje do 20.12.2019 lub do wyczerpania zapasów.*

### Dane techniczne:

	Pojemność	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł. mm)	Wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x gł. mm)	Wymiary półki (szer. x gł. mm)	Ilość półek: standard / max	Waga	Wahania temp. w przestrz.	Wahania temp. w czasie
HF 90	151 l	637 x 909 x 762	470 x 607 x 530	423 x 445	3 / 10	80 kg	+/-0.4	+/-0.1

W ofercie posiadamy również inne modele inkubatorów tego Producenta.

**Informacji technicznych i handlowych udziela dystrybutor i serwis**