

**Thermo Scientific Inkubator z wytrząsaniem**

Doskonała alternatywa dla droższych inkubatorów do hybrydyzacji w kontrolowanych temperaturach

- Zapewnia delikatne regulowanie kołysanie od 0 do 100 cykli / min aby spełnić różnorodne potrzeby mieszania
- Pasuje do pojemników różnej wielkości i worków
- Przełącznik, zamontowany z przodu pozwala na pracę z lub bez grzania
- Wskaźnik temperatury LED, analogowy wskaźnik prędkości
- Elektroniczny regulator temperatury
- Automatyczne odcięcie grzania w przypadku przegrzania
- Platforma z podkładką przeciwpoślizgową do utrzymania próbek na miejscu
- Regulowany kąt
- Certyfikat CE
- Zasilanie 230-240V, 50/60 Hz



Model	Zakres prędkości	Kąt	Zakres temperatury	Wymiary platformy (mm)	Wymiary urządzenia z pokrywą gł. x szer. x wys. (mm)	Załadunek max.	Waga
4637-1CEQ	0 do 100 cykli/min	10° do 15°	T <sub>ot</sub> +5 do 70°C	360x360	410x420x347	4,5 kg	11 kg

Informacji technicznych i handlowych udziela dystrybutor i serwis