




# KENDROLAB

TÜV CERT ISO 9001:2008 ZN: 0198 100 00985

KENDROLAB Sp. z o. o.  
04-653 Warszawa, ul. Ciesielska 18  
☎ 48 22 663 43 23, fax +48 22 663 43 25  
e-mail: kendrolab@kendrolab.pl  
www.kendrolab.pl

## KONTROLA AUTENTYCZNOŚCI ALKOHOLU

Definicja Polskiej Wódki/Polish Vodka została określona w *Ustawie z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych*: wódka niezawierająca dodatków innych niż woda [...] otrzymana z alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego uzyskanego z żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa lub pszenżyta albo ziemniaków[...].



W celu wykrycia zafałszowań, określenia pochodzenia alkoholu przeprowadza się analizy składu izotopowego.

Do tego celu chcemy zaproponować Państwu następujące warianty urządzeń:

# 1

**Połączenie wysokosprawnej chromatografii cieczonej ze spektrometrią masową stosunków izotopowych (HPLC+IRMS)**



# 2

**Połączenie analizatora elementarnego ze spektrometrią masową stosunków izotopowych (EA+IRMS)**



W razie pytań, szczegółowych informacji proszę o kontakt:

Arkadiusz Kalinowski

tel. kom. +48 601 221 528

kalinowski.a@kendrolab.pl

Bank: BZ WBK Oddział Warszawa  
nr konta: 18 1090 1056 0000 0001 0630 1245  
NIP: 895-187-14-25 Regon: 020427881  
Kapitał spółki: 150.000 zł  
KRS: 0000272161, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy



System zarządzania  
ISO 9001:2008

www.tuv.com  
ID 9105045168