

Inkubator kompaktowy

Najbardziej kompaktowy z inkubatorów Heratherm, ma 18 litrów pojemności i jest idealny jako inkubator osobisty.



Heratherm mikrobiologiczny inkubator, 18l

Sprytny i inteligentny

dla aplikacji o niewielkich pojemnościach

- Zajmuje niewielką powierzchnię
- Możliwość ustawienia temperatury od 17°C
- Dokładna
- Wewnętrzne oświetlenie ułatwiające obserwację próbek
- Zaokrąglone narożniki
- Kontrola mikroprocesorowa



Specyfikacja	Inkubator kompaktowy
Numer katalogowy	50125882
Model	IMC 18
Obieg powietrza	Mechaniczny
Zakres temperatur (°C)	17-40
Wahania temperatury w przestrzeni w 37°C	± 1,2°C
Wahania temperatury w czasie w 37°C	± 0,2°C
Podstawa (m ²)	0,12
Pojemność (l)	Ok. 18
Wymiary wewnętrzne komory mm (szer x wys x głęb)	180 x 310 x 290
Wymiary zewnętrzne komory mm (szer x wys x głęb)	260 x 415 x 470
Ilość półek standard / max	2/3
Maksymalny załadunek półki (kg)	2
Zasilanie	230V 50/60 Hz
Moc (W)	45
Waga (kg)	7,2
Numer kat. dodatkowej półki / opcja	50125605

Informacji technicznych i handlowych udziela wyłączny dystrybutor i serwis



KENDROLAB

KENDROLAB Sp. z o. o.

04-653 Warszawa, ul. Ciesielska 18
+48 22 663 43 23, fax. +48 22 663 43 25
www.kendrolab.pl