

CIEPLARKI Z CHŁODZENIEM

Cieplarki mikrobiologiczne z układem chłodzenia służą do hodowli materiału biologicznego w temperaturach niższych od temperatury otoczenia (pokojowej).

Model BK 800

- zakres temperatur od 3°C do 40°C
- łatwy w obsłudze panel dotykowy
- komora robocza: wysokowytrzymały plastik
- 2 gniazda elektryczne wewnątrz komory
- wymuszona cyrkulacja powietrza
- programator czasu (1 min. – 7 dni)
- czas chłodzenia (z 25 do 5°C): 56 min
- oświetlenie wewnętrzne
- wbudowane kółka z tyłu urządzenia do łatwego przemieszczania



	Pojemność	Wymiary zewnętrzne (szer. / wys. / gł. mm)	Wymiary wewnętrzne (szer. / wys. / gł. mm)	Wymiary półki (szer. / gł. mm)	Ilość półek: standard / max	Waga urządzenia	Wahania temperatury w przestrzeni	Wahania temperatury w czasie
BK 800	220 l	560 x 1480 x 570	467 x 1260 x 435	446 x 310	3 / 14	52 kg	+/.1	+/.1

Model BK 6160

- Zakres temperatur: 0 do 50°C
- Komora robocza: stal nierdzewna, 2 półki, przepust rurowy Ø19 mm
- Cyrkulacja powietrza: w komorze roboczej naturalna, w płaszczu powietrznym otaczającym komorę roboczą – wymuszona, co zapewnia bardzo dobry rozkład przestrzenny temperatury bez wysuszenia próbek, dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane
- Regulator temperatury: mikroprocesorowy typu Kelvitron



Wyposażenie opcjonalne:

- regulator temperatury programowany Kelvitron KP (10 kroków programowanych z panelu kontrolnego) lub KL (symulacja dzień – noc)
- oświetlenie w drzwiach sterowane regulatorem Kelvitron KL
- interface RS 232, oprogramowanie Kelvilog
- półki dodatkowe
- niezależny czujnik temperatury typu Pt 100
- wentylator wymuszonej cyrkulacji powietrza w komorze roboczej

	Pojemność	Wymiary zewnętrzne (szer. / wys. / gł. mm)	Wymiary wewnętrzne (szer. / wys. / gł. mm)	Wymiary półki (szer. / gł. mm)	Ilość półek: standard / max	Waga urządzenia	Wahania temperatury w przestrzeni	Wahania temperatury w czasie
BK 6160	166 l	744 x 920 x 725	607 x 470 x 585	500 x 560	2 / 7	100 - 120 kg	+/.0.8	+/.0.1

Informacji technicznych i handlowych udziela wyłączny dystrybutor i serwis