

# Poczuj różnicę z pipetą F1-ClipTip

## Wyjątkowa wydajność i komfort

Lekka konstrukcja uchwytu w połączeniu z nisko profilowym tłokiem, łatwym mocowaniem i zdejmowaniem końcówek pomagają poprawić bezpieczeństwo i komfort pracy

### Regulowany komfort

Podparcie palca z regulacją 120° - dla komfortu operatora (prawo lub leworęcznego) - umożliwia relaks dłoni podczas długotrwałego pipetowania


### 5 lat świętego spokoju

Rejestracja pod adresem:  
<http://info.thermoscientific.com/pipettewarranty>  
pozwala na darmowe przedłużenie gwarancji do 5 lat

### SYSTEM CLIP TIP

Technologia ClipTip blokuje końcówki na miejscu i wymaga użycia niewielkiej siły, zapewniając idealne uszczelnienie każdego kanału pipety.

- Wymagają użycia niewielkiej siły do zamocowania i zdjęcia końcówek
- Perfekcyjna szczelność
- Bez luźnych końcówek
- Powtarzalność, na którą możesz liczyć



### NOWA cicha regulacja pojemności

Ciesz się nową cichą i łatwą regulacją pojemności, wymagającą użycia ponad 50% mniej siły w porównaniu do wcześniejszych modeli. Lepsza przyczepność pokrętki regulacji pojemności zapewnia łatwą i precyzyjną regulację.



### Przycisk blokady pojemności

Zapewnia niezmiennosc ustawień pipety podczas pracy



**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC



Learn how the right combination of



TECHNIQUES



TOOLS



ERGONOMICS



SERVICE

support Good Laboratory Pipetting (GLP)

Visit [thermofisher.com/pipette](http://thermofisher.com/pipette)

### Pipety automatyczne serii F1 CLIP-TIP o stałej objętości

Opis zestawu	Nr katalogowy zestawu	Cena netto PLN
Pipeta automatyczna serii F1-Clip -Tip do pipetowania stałej objętości <b>100 µl</b> w zestawie z końcówkami (10 pudełek x 96 końcówek)	4651230SET	887,00
Pipeta automatyczna serii F1-Clip -Tip do pipetowania stałej objętości <b>200 µl</b> w zestawie z końcówkami (10 pudełek x 96 końcówek)	4651240SET	887,00
Pipeta automatyczna serii F1-Clip -Tip do pipetowania stałej objętości <b>1 000 µl</b> w zestawie z końcówkami (8 pudełek x 96 końcówek)	4651270SET	905,00

### Pipety automatyczne serii F1 CLIP-TIP o zmiennej objętości

Opis zestawu	Nr katalogowy zestawu	Cena netto PLN
Pipeta automatyczna serii F1-Clip -Tip nastawna w zakresie <b>10 -100 µl</b> w zestawie z końcówkami (10 pudełek x 96 końcówek)	4641200SET	1 263,00
Pipeta automatyczna serii F1-Clip -Tip Tip nastawna w zakresie <b>20 -200 µl</b> w zestawie z końcówkami (10 pudełek x 96 końcówek)	4641210SET	1 263,00
Pipeta automatyczna serii F1-Clip -Tip Tip nastawna w zakresie <b>100 -1 000 µl</b> w zestawie z końcówkami (8 pudełek x 96 końcówek)	4641230SET	1 281,00

### Statyw do pipet serii F1

Opis zestawu	Nr katalogowy zestawu	Cena netto PLN
Statyw do pipet serii F1 i F2, biały, 6 miejsc	9420400SET	351,00

### Zestawy pipet automatycznych serii F1 CLIP-TIP o zmiennej objętości

Opis zestawu	Nr katalogowy zestawu	Cena netto PLN
Zestaw trzech pipet automatycznych serii F1-Clip -Tip nastawnych w zakresie: <b>1-10; 10-100; 100-1000 µl</b> wraz z końcówkami (10 pudełek x 96 końcówek dla pipet 1-100 µl, 8 pudełek x 96 końcówek dla pipety 100-1000 µl)	4701140NSET	2 662,00
Zestaw czterech pipet automatycznych serii F1-Clip -Tip nastawnych w zakresie: <b>2-20; 20-200; 100-1000 µl; 8 kanałowa 30-300 µl</b> wraz z końcówkami (10 pudełek x 96 końcówek dla pipet 1-200 µl, 8 pudełek x 96 końcówek dla pipety 100-1000 µl, 10 pudełek x 96 końcówek dla pipety 30-300 µl)	4701150NSET	4 119,00

Do cen należy doliczyć 8% VAT.

Ceny specjalne, obowiązują do 30.06.2019. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.

Informacji technicznych i handlowych udziela wyłączny dystrybutor i serwis



KENDROLAB Sp. z o. o.

04-653 Warszawa, ul. Ciesielska 18  
+48 22 663 43 23, fax. +48 22 663 43 25  
www.kendrolab.pl