



# KENDROLAB

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ

Oferta specjalna

1/LAB/P/2020

Na wybrane urządzenia i akcesoria do pipetowania

ważna do 30.06.2020



*Ceny podane w promocji nie sumują się z innymi ofertami specjalnymi i nie podlegają rabatowaniu.*

*Ceny w promocji zawierają koszty dostawy do Klienta.*

*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.*

*Zastrzegamy prawo do wycofania produktów z oferty.*

*Przy składaniu zamówienia prosimy powołać się na numer oferty **1/LAB/P/2020***

Zapytania i zamówienia prosimy kierować na adres:

KENDROLAB Sp. z o. o.  
04-653 Warszawa, ul. Ciesielska 18  
tel.: +48 22 663 43 23, faks +48 22 663 43 25  
e-mail: [kendrolab@kendrolab.pl](mailto:kendrolab@kendrolab.pl)  
<https://www.kendrolab.pl/>

## Pipety FinnpiPETTE™ F2

Jedne z najlżejszych pipet na rynku, wysokiej ergonomii i świetnych parametrach pipetowania. Wyposażone są w dwufunkcyjny przycisk pipetowania, co sprawia, że praca z tymi pipetami jest płynna i nie wymaga wysiłku. Można je autoklawować w całości, stąd też są popularne przy pracy, gdzie reżim sterylności musi być zachowany.

### Pipety FinnpiPETTE™ F2 jednokanałowe

Opis	Nr kat.	Cena netto	Cena brutto (8% VAT)
Pipeta FinnpiPETTE™ serii F2 jednokanałowa, nastawna w zakresie 0,2-2 µl; na mikrokońcówki	4642010	1 041,00	1 124,28
Pipeta FinnpiPETTE™ serii F2 jednokanałowa, nastawna w zakresie 0,5-5 µl; na mikrokońcówki	4642020	1 038,00	1 121,04
Pipeta FinnpiPETTE™ serii F2 jednokanałowa, nastawna w zakresie 1-10 µl; na mikrokońcówki	4642030	1 038,00	1 121,04
Pipeta FinnpiPETTE™ serii F2 jednokanałowa, nastawna w zakresie 2-20 µl; na końcówki uniwersalne	4642060	1 038,00	1 121,04
Pipeta FinnpiPETTE™ serii F2 jednokanałowa, nastawna w zakresie 5-50 µl; końcówki uniwersalne	4642130	1 038,00	1 121,04
Pipeta FinnpiPETTE™ serii F2 jednokanałowa, nastawna w zakresie 10-100 µl; końcówki uniwersalne	4642070	1 038,00	1 121,04
Pipeta FinnpiPETTE™ serii F2 jednokanałowa, nastawna w zakresie 20-200 µl; końcówki uniwersalne	4642080	1 038,00	1 121,04
Pipeta FinnpiPETTE™ serii F2 jednokanałowa, nastawna w zakresie 100-1000 µl; końcówki uniwersalne	4642090	1 038,00	1 121,04
Pipeta FinnpiPETTE™ serii F2 jednokanałowa, nastawna w zakresie 0,5-5 ml	4642100	1 076,00	1 162,08
Pipeta FinnpiPETTE™ serii F2 jednokanałowa, nastawna w zakresie 1-10 ml	4642110	1 076,00	1 162,08

Zestawy GLP obejmują: pipety jednokanałowe, końcówki FinnTip™, właściwe dla pipet w zestawie oraz statyw na pipety.



Opis	Pipety w zestawie	Nr kat.	Cena netto	Cena brutto (8% VAT)
Zestaw GLP FinnpiPETTE™ serii F2 Kit 1 (1-1000µl)	1-10µl mikro, 10-100µl and 100-1000µl	4700870	2 581,00	2 787,48
Zestaw GLP FinnpiPETTE™ serii F2 Kit 2 (0,2-1000µl)	0,2-2µl mikro, 2-20µl, 20-200µl 100-1000µ	4700880	3 151,00	3 403,08
Zestaw GLP FinnpiPETTE™ serii F2 Kit 3 (10-10000µl)	10-100µl, 100-1000µl 1-10ml	4700885	2 629,00	2 839,32
Zestaw GLP FinnpiPETTE™ serii F2 Kit 4 (2-1000µl)	2-20µl, 20-200µl 100-1000µl	4701070	2 581,00	2 787,48

## Pipety FinnpiPETTE F1

Pipety FinnpiPETTE™ F1 są wyposażone w mechanizmy ograniczenia popełniania błędów (np. niezamierzonej zmiany nastawień). Nastawny uchwyt zwiększa ergonomię pracy, tak jak opatentowany wyrzutnik soft-touch, ułatwiający zrzucanie zużytych końcówek. Powierzchnia pipety posiada powłokę zawierającą jony srebra, chroniąc urządzenie przed rozwojem drobnoustrojów.

Zestawy GLP obejmują: wybrane pipety jednokanałowe, końcówki Finntip™ Flex dopasowane pipet w zestawie oraz statyw na pipety.



Opis	Pipety w zestawie	Nr kat.	Cena netto	Cena brutto (8% VAT)
Zestaw GLP FinnpiPETTE™ serii <b>F1 Kit 1</b> (1-1000 µl)	1-10µl mikro, 10-100µl 100-1000µl	<b>4700850N</b>	<b>2 720,00</b>	<b>2 937,60</b>
Zestaw GLP FinnpiPETTE™ serii <b>F1 Kit 2</b> (0.2-1000 µl)	0,2-2µl mikro, 2-20µl, 20-200µl 100-1000µl	<b>4700860N</b>	<b>3 261,00</b>	<b>3 521,88</b>
Zestaw GLP FinnpiPETTE™ serii <b>F1 Kit 3</b> (10-10000µl)	10-100µl, 100-1000µl 1-10ml	<b>4700865N</b>	<b>2 764,00</b>	<b>2 985,12</b>
Zestaw GLP FinnpiPETTE™ serii <b>F1 Kit 4</b> (2-1000µl)	2-20µl, 20-200µl 100-1000µl	<b>4701060N</b>	<b>2 720,00</b>	<b>2 937,60</b>

### Pipety FinnpiPETTE™ F1 wielokanałowe

Opis	Nr kat.	Cena netto	Cena brutto (8% VAT)
<b>Pipeta FinnpiPETTE™ serii F1</b> , 8-kanałowa, nastawna w zakresie <b>1-10µl</b>	<b>4661000N</b>	<b>2 837,00</b>	<b>3 063,96</b>
<b>Pipeta FinnpiPETTE™ serii F1</b> , 8-kanałowa, nastawna w zakresie <b>5-50µl</b>	<b>4661010N</b>	<b>2 837,00</b>	<b>3 063,96</b>
<b>Pipeta FinnpiPETTE™ serii F1</b> , 8-kanałowa, nastawna w zakresie <b>10-100µl</b>	<b>4661020N</b>	<b>2 837,00</b>	<b>3 063,96</b>
<b>Pipeta FinnpiPETTE™ serii F1</b> , 8-kanałowa, nastawna w zakresie <b>30-300µl</b>	<b>4661030N</b>	<b>2 837,00</b>	<b>3 063,96</b>
<b>Pipeta FinnpiPETTE™ serii F1</b> , 12-kanałowa, nastawna w zakresie <b>1-10µl</b>	<b>4661040N</b>	<b>3 204,00</b>	<b>3 460,32</b>
<b>Pipeta FinnpiPETTE™ serii F1</b> , 12-kanałowa, nastawna w zakresie <b>5-50µl</b>	<b>4661050N</b>	<b>3 204,00</b>	<b>3 460,32</b>
<b>Pipeta FinnpiPETTE™ serii F1</b> , 12-kanałowa, nastawna w zakresie <b>10-100µl</b>	<b>4661060N</b>	<b>3 204,00</b>	<b>3 460,32</b>
<b>Pipeta FinnpiPETTE™ serii F1</b> , 12-kanałowa, nastawna w zakresie <b>30-300µl</b>	<b>4661070N</b>	<b>3 204,00</b>	<b>3 460,32</b>
<b>Pipeta FinnpiPETTE™ serii F1</b> , 16-kanałowa, nastawna w zakresie <b>1-10µl</b>	<b>4661080N</b>	<b>3 424,00</b>	<b>3 697,92</b>
<b>Pipeta FinnpiPETTE™ serii F1</b> , 16-kanałowa, nastawna w zakresie <b>5-50µl</b>	<b>4661090N</b>	<b>3 424,00</b>	<b>3 697,92</b>

## Pipety elektroniczne Novus

**Thermo Scientific FinnpiPETTE™ Novus** łączą łatwość obsługi, komfort i funkcjonalność w niezwykle intuicyjnej i ergonomicznej konstrukcji.

Dziesięć różnych funkcji pokrywa większość aplikacji związanych z pipetowaniem w laboratoriach. Pipety Novus pozwalają ustawić jedną z dziewięciu prędkości pobierania i dozowania, aby zoptymalizować pipetowanie wybranej cieczy.



Opis	Nr kat.	Cena netto	Cena brutto (23% VAT)
<b>Pipeta elektroniczna FinnpiPETTE™</b> serii <b>Novus</b> , jednokanałowa, nastawna w zakresie <b>1-10µl</b> , na mikrokońcówki	<b>46200000</b>	<b>2 438,00</b>	<b>2 998,74</b>
<b>Pipeta elektroniczna FinnpiPETTE™</b> serii <b>Novus</b> , jednokanałowa, nastawna w zakresie <b>1-10µl</b> , na końcówki uniwersalne	<b>46200100</b>	<b>2 438,00</b>	<b>2 998,74</b>
<b>Pipeta elektroniczna FinnpiPETTE™</b> serii <b>Novus</b> , jednokanałowa, nastawna w zakresie <b>5-50µl</b> , na mikrokońcówki	<b>46200200</b>	<b>2 438,00</b>	<b>2 998,74</b>
<b>Pipeta elektroniczna FinnpiPETTE™</b> serii <b>Novus</b> , jednokanałowa, nastawna w zakresie <b>5-50µl</b> , na końcówki uniwersalne	<b>46200300</b>	<b>2 438,00</b>	<b>2 998,74</b>
<b>Pipeta elektroniczna FinnpiPETTE™</b> serii <b>Novus</b> , jednokanałowa, nastawna w zakresie <b>10-100µl</b>	<b>46200400</b>	<b>2 438,00</b>	<b>2 998,74</b>
<b>Pipeta elektroniczna FinnpiPETTE™</b> serii <b>Novus</b> , jednokanałowa, nastawna w zakresie <b>30-300µl</b>	<b>46200500</b>	<b>2 438,00</b>	<b>2 998,74</b>
<b>Pipeta elektroniczna FinnpiPETTE™</b> serii <b>Novus</b> , jednokanałowa, nastawna w zakresie <b>100-1000µl</b>	<b>46200600</b>	<b>2 438,00</b>	<b>2 998,74</b>
<b>Pipeta elektroniczna FinnpiPETTE™</b> serii <b>Novus</b> , jednokanałowa, nastawna w zakresie <b>0,5-5ml</b>	<b>46200700</b>	<b>2 438,00</b>	<b>2 998,74</b>
<b>Pipeta elektroniczna FinnpiPETTE™</b> serii <b>Novus</b> , jednokanałowa, nastawna w zakresie <b>1-10ml</b>	<b>46200800</b>	<b>2 438,00</b>	<b>2 998,74</b>



## Końcówki do pipet

### Końcówki Finntip™ z filtrem

Uniwersalne końcówki do pipet wypełnione obojętnym chemicznie filtrem, stanowiącym barierę pomiędzy próbką a pipetą.

Opis	Nr kat.	Cena netto	Cena brutto (8% VAT)
Końcówki Finntip™ Filter 10µl Micro, pakowane 10 x 96 w statywach, sterylne	94052000	583,00	629,64
Końcówki Finntip™ Filter 10µl, pakowane 10 x 96 w statywach, sterylne	94052100	539,00	582,12
Końcówki Finntip™ Filter 50µl, pakowane 10 x 384 w statywach, sterylne	94052060	4 137,00	4 467,96
Końcówki Finntip™ Filter 100µl, pakowane 10 x 96 w statywach, sterylne	94052200	539,00	582,12
Końcówki Finntip™ Filter 200µl, pakowane 10 x 96 w statywach, sterylne	94052300	539,00	582,12
Końcówki Finntip™ Filter 300µl, pakowane 10 x 96 w statywach, sterylne	94052350	542,00	585,36
Końcówki Finntip™ Filter 1000µl, pakowane 10 x 96 w statywach, sterylne	94052410	614,00	663,12
Końcówki Finntip™ Filter 1000µl przedłużone, pakowane 5 x 96 w statywach, sterylne	94052430	593,00	640,44
Końcówki Finntip™ Filter 5ml, pakowane 5 x 54 w statywach, sterylne	94052550	563,00	608,04
Końcówki Finntip™ Filter 10ml, pakowane 5 x 24 w statywach, sterylne	94052600	368,00	397,44

### Końcówki Finntip™ Flex z filtrem



Końierz końcówki Finntip™ Flex wykonany jest z elastycznego tworzywa, co powoduje, że szczelniej przylegają do stożka pipety. W środku znajduje się filtr wykonany z obojętnego chemicznie polietylenu efektywnie eliminuje przenoszenie zanieczyszczeń z cieczy i aerozoli pomiędzy pipetą, a końcówką.

Opis	Nr kat.	Cena netto	Cena brutto (8% VAT)
Końcówki Finntip™ Flex Filter 10µl, 10 x 96 w statywach, sterylne	94056980	564,00	609,12
Końcówki Finntip™ Flex Filter 30µl, 10 x 96 w statywach, sterylne	94056510	575,00	621,00
Końcówki Finntip™ Flex Filter 100µl, 10 x 96 w statywach, sterylne	94056520	564,00	609,12
Końcówki Finntip™ Flex Filter 200µl, 10 x 96 w statywach, sterylne	94056380	564,00	609,12
Końcówki Finntip™ Flex Filter 300µl, 10 x 96 w statywach, sterylne	94056580	564,00	609,12
Końcówki Finntip™ Flex Filter 1000µl, 10 x 96 w statywach, sterylne	94056710	624,00	673,92
Końcówki Finntip™ Flex Filter 1200µl, 10 x 96 w statywach, sterylne	94056810	760,00	820,80
Końcówki Finntip™ Flex Filter 10ml przedłużone, 50szt./opk., sterylne	94056970	201,00	217,08



## Końcówki ART™ Barrier

Końcówki z filtrem o podwyższonej szczelności. Szczególnie zalecane przy pracy z bardzo wymagającymi aplikacjami, w których niezwykle istotne jest uniknięcie zakażeń krzyżowych.



Końcówki niskoretencyjne wykonane są z tworzywa, które obniża przyleganie cieczy do powierzchni końcówek. Dzięki temu zwiększona jest powtarzalność pipetowania i mniej strat próbki.

Opis	Nr kat.	Cena netto	Cena brutto (23% VAT)
<b>Końcówki ART™ Barrier 10 µl</b> , statywy z wiekiem na zawiasach, wielkość opakowania 10 x 96 szt., sterylne	<b>2139-HR</b>	<b>330,00</b>	<b>405,90</b>
<b>Końcówki ART™ Barrier 10 µl</b> , pakowane 10 x 96, wkłady wymienne, sterylne	<b>2139-RT</b>	<b>354,00</b>	<b>435,42</b>
<b>Końcówki ART™ Barrier 20 µl</b> , statywy z wiekiem na zawiasach, wielkość opakowania 10 x 96 szt., sterylne	<b>2149P-HR</b>	<b>330,00</b>	<b>405,90</b>
<b>Końcówki ART™ Barrier 20 µl</b> , pakowane 10 x 96, wkłady wymienne, sterylne	<b>2149P-RT</b>	<b>352,00</b>	<b>432,96</b>
<b>Końcówki ART™ Barrier 200 µl</b> , niskoretencyjne, statywy z wiekiem na zawiasach, wielkość opakowania 10 x 96 szt., sterylne	<b>2069-05-HR</b>	<b>358,00</b>	<b>440,34</b>
<b>Końcówki ART™ Barrier 200 µl</b> , niskoretencyjne, pakowane 10 x 96, wkłady wymienne, sterylne	<b>2069-05-RT</b>	<b>352,00</b>	<b>432,96</b>
<b>Końcówki ART™ Barrier 200 µl</b> , statywy z wiekiem na zawiasach, wielkość opakowania 10 x 96 szt., sterylne	<b>2069-HR</b>	<b>330,00</b>	<b>405,90</b>
<b>Końcówki ART™ Barrier 200 µl</b> , pakowane 10 x 96, wkłady wymienne, sterylne	<b>2069-RT</b>	<b>326,00</b>	<b>400,98</b>
<b>Końcówki ART™ Barrier 300 µl</b> , statywy z wiekiem na zawiasach, wielkość opakowania 10 x 96 szt., sterylne	<b>2070-HR</b>	<b>346,00</b>	<b>425,58</b>
<b>Końcówki ART™ Barrier 300 µl</b> , pakowane 10 x 96, wkłady wymienne, sterylne	<b>2070-RT</b>	<b>334,00</b>	<b>410,82</b>
<b>Końcówki ART™ Barrier 1000 µl</b> , niskoretencyjne, statywy z wiekiem na zawiasach, wielkość opakowania 10 x 56 szt., sterylne	<b>2179-05-HR</b>	<b>358,00</b>	<b>440,34</b>
<b>Końcówki ART™ Barrier 1000 µl</b> , niskoretencyjne, pakowane 10 x 56, wkłady wymienne, sterylne	<b>2179-05-RT</b>	<b>352,00</b>	<b>432,96</b>

**Zapytania i zamówienia prosimy kierować na adres:**

*Ceny podane w promocji nie sumują się z innymi ofertami specjalnymi i nie podlegają rabatowaniu.*

*Ceny w promocji zawierają koszty dostawy do Klienta.*

*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.*

*Zastrzegamy prawo do wycofania produktów z oferty.*

*Przy składaniu zamówienia prosimy powołać się na numer oferty 1/LAB/P/2020*

*Oferta ważna do 30.06.2020*

KENDROLAB Sp. z o. o.

04-653 Warszawa, ul. Ciesielska 18

tel.: +48 22 663 43 23, faks +48 22 663 43 25

e-mail: [kendrolab@kendrolab.pl](mailto:kendrolab@kendrolab.pl)

<https://www.kendrolab.pl/>