



KENDROLAB
TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ

Thermo
SCIENTIFIC

Zamrażarki niskotemperaturowe serii TSX CORE



Zamrażarki niskotemperaturowe TSX CORE

- ✓ Zaprojektowane do ochrony bardzo ważnych prób:
- ✓ Bardzo szybko wraca do zadanej temperatury po otwarciu drzwi
- ✓ Cicha praca, **poniżej 45 dBA**, pozwala na korzystanie z urządzenia w laboratorium
- ✓ Zakres temp.: -50/-86°C
- ✓ Najnowsza technologia V-drive: kompresor dopasowuje swoją pracę do rzeczywistych wymagań.

Przyjazne użytkowanie


- **2 niezależnie** zamykane izolowanymi drzwiczkami polistyrenowymi komory, 4 półki,
- ✓ komora robocza i półki: stal nierdzewna,
- ✓ programowany alarm wzrostu lub spadku temperatury,
- ✓ pełny monitoring sprawności układów zamrażarki, warunków zasilania i otoczenia oraz sposobu eksploatacji (np. częstość otwierania drzwi),
- ✓ **łatwo dostępny port USB** do bieżącej archiwizacji zarejestrowanych danych,
- ✓ Kontroler z ekranem 5" sterowany przyciskami.
- ✓ Dostęp chroniony hasłem
- ✓ **drzwi zamykane kluczem**,
- ✓ poczwórny system uszczelek silikonowych,
- ✓ **kaskadowy system zamrażania (2 nowoczesne kompresory) pracujące w trybie V-drive (kompresor dopasowuje pracę do wymagań)**,
- ✓ standardowe czynniki chłodzące - wolne od freonu,
- ✓ ekologiczna izolacja poliuretanowa
- ✓ możliwość podłączenia do centralnego systemu alarmowego,
- ✓ **2 porty dostępu 1" oraz port wyrównania ciśnienia**,-
- ✓ **wykonanie mobilne na 4 rolkach**
- ✓ duży wybór akcesoriów:
 - statywy i pudełka do przechowywania prób
 - back-up CO₂/LN₂
 - rejestrator graficzny



**Kontroler zamrażarki TSX Core
z
łatwo dostępnym portem USB**



Duży wybór akcesoriów do wypełnienia przestrzeni



Model (Nr kat.)	Pojemność		Maks. obciążenie półki (kg)	Poziom hałas (dBA)	Wymiary (wys.x szer.x gł.) mm	
	Litry	Pudełka 5cm			wewnętrzne	zewnętrzne
TSX40086CA	549	400	75	43,6	1301 x 588 x 719	1981 x 719 x 955
TSX50086CA	682	500	93	43,6	1301 x 730 x 719	1981 x 864 x 966
TSX60086CA	816	600	111	43,6	1301 x 873 x 719	1981 x 1006 x 966
TSX70086CA	949	700	129	43,6	1301 x 1016 x 719	1981 x 1148 x 966

Gwarancja 24 miesiące

Serwis techniczny


Posiadamy serwis autoryzowany przez naszych dostawców.

Nasi serwisanci służą wsparciem technicznym i doradztwem. Na bieżąco aktualizują swoją wiedzę w zakresie naszej oferty. Posiadają wszystkie uprawnienia niezbędne przy instalacji i obsłudze urządzeń.

Przyrządy pomiarowe używane przez serwis, posiadają aktualne wzorcowania i certyfikaty PCA

Zakres oferty:

- Instalacje
- Pomiary
 - Testy szczelności filtrów w komorach laminarnych
 - Prędkość przepływu powietrza w komorach laminarnych
 - Rozkłady i stabilność temperatur w urządzeniach grzejących i chłodzących
 - Pomiary czasu procesów
- Szkolenia użytkowników w zakresie obsługi urządzeń
- Kwalifikacje
- Przeglądy serwisowe
- Naprawy
- Doradztwo



KENDROLAB Sp. z o. o.
04-653 Warszawa, ul. Ciesielska 18
tel.: 48 22 663 43 23, faks: +48 22 663 43 25
e-mail: kendrolab@kendrolab.pl
www.kendrolab.pl